



Handleiding: Gebruik van de T-stand (ringleiding) bij gehoorapparaten

Wat is de T-stand?

De **T-stand** (ook wel **Telecoil**, **ringleidingstand** of **stand T**) is een speciale functie op veel gehoorapparaten. Hiermee kunt u draadloos en zonder achtergrondruis geluid ontvangen van een ringleiding, bijvoorbeeld in een theater, kerk, bioscoop of gemeentezaal.

De ringleiding zendt, met behulp van een **kastje met halslus**, het geluid van de voorstelling direct naar uw gehoorapparaat. Dit kastje kunt u afhalen bij de kassa van het theater. Het is niet nodig om dit van tevoren te reserveren.

Stap voor stap: Zo gebruikt u de T-stand

1. Controleer of uw gehoorapparaat een T-stand heeft

- Vraag dit aan uw **audicien** of kijk in de handleiding van uw gehoorapparaat.
- De T-stand is meestal aanwezig bij **achter-het-oor** toestellen.
- Niet alle **in-het-oor** of kleine toestellen hebben deze functie.

2. Zorg dat de T-stand geactiveerd is

- Sommige apparaten moeten **door de audicien geprogrammeerd** worden om de T-stand beschikbaar te maken.
- Laat dit bij twijfel **controleren of instellen** vóór uw theaterbezoek.

3. Zet uw gehoorapparaat op de T-stand in het theater

Er zijn meestal drie manieren:

- Via een **knopje op het gehoorapparaat**
↳ Druk op de knop tot u een piepje hoort of merk dat het geluid verandert.
- Via een **app op uw smartphone**
↳ Open de app van uw gehoorapparaat (zoals Oticon ON, myPhonak of ReSound Smart 3D) en kies de stand "T" of "ringleiding".
- Sommige apparaten schakelen **automatisch** naar de T-stand als ze een ringleidingsignaal detecteren.



Veelgestelde vragen

Werkt de T-stand ook als ik geen gehoorapparaat heb?

Nee, maar alle theaters van Zeelandtheaters bieden ook **luisterhulpmiddelen met een koptelefoon** aan. Informeer hiernaar bij de balie.

Wat hoor ik via de T-stand?

Alleen het **directe geluid** van de microfoons (bijvoorbeeld van de spelers of een spreker). Omgevingsgeluid wordt grotendeels gefilterd.

Wat als de T-stand niet werkt?

- Controleer of uw gehoorapparaat op de juiste stand staat.
- Ga in de zaal op een plek zitten waar de ringleiding goed werkt (vaak midden in de zaal).
- Vraag eventueel om hulp bij een theatermedewerker.

Laat uw audicien u helpen

Als u nog nooit de T-stand hebt gebruikt:

- Maak een korte afspraak bij uw audicien.
- Laat hen uitleggen **hoe u de T-stand activeert** en of ze dit **kunnen programmeren** op uw toestel.
- Vraag eventueel om een test in de winkel.

Klaar voor het theater!

Met de T-stand ervaart u de voorstelling alsof u op de eerste rij zit – **helder, verstaanbaar en zonder ruis**. Een eenvoudige functie, maar met een groot effect op uw theaterbeleving.